

www.sluhcentr.ru

слуховые аппараты, решения для слуха

о нас каталог форум контакты

РОСТОВСКИЙ ЦЕНТР КОРРЕКЦИИ СЛУХА

г. Ростов на Дону; ул. Суворова 19

(863)264-31-56; (863)263-02-76

обзоры, характеристики, инструкции слуховых аппаратов

новости слухопротезирования события центра

видеотека полезная информация о слуховых аппаратах

Доверьте заботу о Вашем слухе профессионалам

Центр Слухопротезирования в г. Ростове на Дону существует уже более 10 лет. Мы предлагаем полный спектр услуг, от начального определения проблемы снижения слуха до точной диагностики и подбора слухового аппарата, гарантийного, постгарантийного и сервисного обслуживания.

Новые поколения слуховых аппаратов, которые предлагает наша компания, позволяют корректировать практически любой вид тугоухости. Широкий модельный ряд - от заушных до самых маленьких внутриканальных - слуховых аппаратов позволяет успешно использовать эти слуховые аппараты, как во взрослом, так и в детском возрасте. Благодаря современным микропроцессорам и новым стратегиям обработки сигнала достигается великолепное качество звучания и оптимальная разборчивость речи в любой шумовой обстановке.

Успех слухопротезирования в нашем центре обеспечивается высоким профессионализмом наших специалистов, прошедших стажировку в ведущих центрах слухопротезирования Австрии, Германии, Швейцарии, большим выбором качественных слуховых аппаратов, использованием современного оборудования и материалов, а также чутким подходом к каждому пациенту.

Начало на следующей странице.

Phonak Spice Generation

Серия Ambra

Заушные модели: Petite, microM, microP, SP



Основные функции (набор функций зависит от модели аппарата):

UltraZoom Premium – комбинация адаптивной направленности и шумоподавления с учетом пространственного расположения источника шума.

StereoZoom – узколучевая бинауральная направленность, основанная на потоковом обмене аудиоданными в реальном времени.

auto ZoomControl – автоматический выбор направления прослушивания, в зависимости от пространственного расположения источника речевого сигнала.

FlexControl – интегрированная в автоматическую программу функция внесения пользовательских поправок, объединяющая одновременную настройку шести параметров (направленность, шумоподавление, подавление шума ветра, подавление реверберации, компрессия, FlexVolume).

SoundRecover – нелинейная частотная компрессия.

Real Ear Sound – имитация функции ушной раковины.

SoundFlow Premium – четырехпозиционная автоматическая программа.

WhistleBlock – адаптивное подавление обратной связи.

NoiseBlock Premium – высокочастотное шумоподавление.

WindBlock – подавление шума ветра.

EchoBlock – подавление эха и реверберации.

SoundRelax – подавление импульсных звуков.

DuoPhone – бинауральное прослушивание телефона при поднесении трубки к одному уху.

QuickSync – синхронизация переключения программ и/или регулировки громкости.

Программа настройки – Phonak Target 1.1 и выше

Беспроводные аксессуары (зависят от модели аппарата) – PilotOne, myPilot, iCom, Click'n Talk, TVLink, iCube

FM-приемники (зависят от модели аппарата): MyLink / MyLink+, MicroMLxS / MLxi, ML13i

Основные технические характеристики
(для куплера объемом 2 см³):

Параметр\Модель	Petite	microM	microP	SP
Звуковод / Рожок	SlimTube HE / HE10 680	SlimTube HE / HE10 680	SlimTube HE / HE10 680	SlimTube HE / HE10 680
ВУЗД90 (дБ УЗД)	118/125	126/132	124/129	132/133
Макс. усиление (дБ)	45/44	54/57	56/60	69/70
Диапазон частот (Гц)	<100-6500	<100-6800	<100-5500	<100-6500
Тип батареи	10	312	13	13
Рабочий ток (мА)	1,0	1,1	1,3	1,3

Внутриушные модели: 10 Petite, 312 Petite, 312 UZ Petite, 312, 312 UZ, 13 UZ



Основные функции (набор функций зависит от модели аппарата):

UltraZoom Premium – комбинация адаптивной направленности и шумоподавления с учетом пространственного расположения источника шума.

StereoZoom – узколучевая бинауральная направленность, основанная на потоковом обмене аудиоданными в реальном времени.

auto ZoomControl – автоматический выбор направления прослушивания, в зависимости от пространственного расположения источника речевого сигнала.

FlexControl – интегрированная в автоматическую программу функция внесения пользовательских поправок, объединяющая одновременную настройку шести параметров (направленность, шумоподавление, подавление шума ветра, подавление реверберации, компрессия, FlexVolume).

SoundRecover – нелинейная частотная компрессия.

SoundFlow Premium – четырехпозиционная автоматическая программа.

WhistleBlock – адаптивное подавление обратной связи.

NoiseBlock Premium – высокоразрешающее шумоподавление.

WindBlock – подавление шума ветра.

EchoBlock – подавление эха и реверберации.

SoundRelax – подавление импульсных звуков.

DuoPhone – бинауральное прослушивание телефона при поднесении трубки к одному уху.

QuickSync – синхронизация переключения программ и/или регулировки громкости.

Программа настройки – Phonak Target 1.1 и выше

Беспроводные аксессуары (зависят от модели аппарата) – PilotOne, myPilot, iCom, Click'n Talk, TVLink, iCube

FM-приемники (зависят от модели аппарата): MyLink / MyLink+, MicroMLxS / MLxi

Матрица внутриушных аппаратов:

без беспроводных ф-ий	Батарея \ исполнение	CIC	MC	ITC	HS	FS	Ресивер
	10	X	X	X	X	X	M P SP
	312		X	X	X	X	M P SP
	312 & направленность			X	X	X	M P SP
с беспроводными ф-ями	312			X	X	X	M P SP
	312 & направленность			X	X	X	M P SP
	13 & направленность			X	X	X	M P SP

Основные технические характеристики (для куплера объемом 2 см³):

Параметр\Ресивер	M	P	SP
ВУЗД90 (дБ УЗД)	112	117	122
Макс. усиление (дБ)	40	50	60
Диапазон частот (Гц)	<100-7900	<100-7200	<100-7200
Рабочий ток (мА)	1,2	1,2	1,2

www.sluhcentr.ru

слуховые аппараты, решения для слуха

о нас каталог форум контакты

Ростовский Центр Коррекции Слуха

г. Ростов на Дону; ул. Суворова 19

(863)264-31-56; (863)263-02-76

обзоры, характеристики, инструкции слуховых аппаратов

новости слухопротезирования события центра

видеотека полезная информация о слуховых аппаратах

медтехника для дома

ингаляторы массажные накидки

глюкометры массажеры

тонометры миостимуляторы

соляные лампы алкометры

физиотерапевтические аппараты